

Praktikum 11

# Lichtgeschwindigkeit

Gebrauchsanweisung Lichtsender/-empfänger

Anhang

A2

Lichtsender und Empfänger (LEYBOLD 47630) dienen zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit nach einem elektronischen Modulationsverfahren. Trotz kurzer Lichtwege von etwa  $1,5\,\mathrm{m}$  erzielt man eine Genauigkeit von ca.  $\pm1\%$ .

### 1 Technische Daten

#### 1.1 Lichtsender und Empfänger

#### 1.1.1 Lichtsender

Sender Leuchtdiode (rot, 670 nm mit vorgesetztem Kondensor

Modulationsfrequenz  $60,0 \,\mathrm{MHz} \pm 5 \,\mathrm{MHz}$ 

Referenzsignal über abgeschirmtes Koaxialkabel (BNC) 6 m

Stromversorgung (über obiges 6m-Kabel) aus dem Netzgerät des Lichtempfängers

Abmessungen Lampengehäuse : ca. 60 mm⊘, ca. 110 mm lang

Stiel :  $10 \,\mathrm{mm} \odot$ , , ca.  $115 \,\mathrm{mm}$  lang

Gewicht 0,8 kg incl. Koaxialkabel (6 m)

#### 1.1.2 Empfänger und Netzteil

Sensor Silizium PIN - Fotodiode Mischer Referenzsignal  $\times$  Hilfsfrequenz

Phasenlage über Drehknopf von 0 bis  $2\pi$  einstellbar Ausgänge  $2 \times \text{ca. } 100\,\text{kHz}$  über BNC-Buchsen

Ausgangsspannung Referenzkanal ca.  $2\,V_{SS}$ 

Arbeitskanal ca. 2 V<sub>SS</sub> bei guter Ausleuchtung

Rausch- und Störabstand 46 dB (0,5 % von gut ausgeleuchtetem Arbeitskanal)

Lastwiderstand größter  $2 k\Omega$ , Ausgänge sind kurzschlussfest

Anschlussspannung 110/125/150 und 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 15 VA

Sicherungen für  $220\,\mathrm{V}$  und  $240\,\mathrm{V}$ : T  $0,125\,\mathrm{B}$ 

für  $110/125/150\,\mathrm{V}$  : T 0,2 B

Abmessungen  $185 \,\mathrm{mm} \times 190 \,\mathrm{mm} \times 230 \,\mathrm{mm}$ 

Gewicht  $3,5 \,\mathrm{kg}$ 

#### 1.2 Kunstglaskörper

Material Acryl Brechzahl ca. 1, 5

Abmessungen 70 mm ⊘, 50 mm lang, polierte Endflächen

#### 1.3 Rohr mit 2 Endfenstern


Länge 1000 mm incl. Glasscheiben

 $\begin{array}{ccc} Glasscheiben & 3\,\mathrm{mm}\,\,\mathrm{dick} \\ Innenlänge & 994\,\mathrm{mm} \\ F\"{\mathrm{ullmenge}} & 41\,\mathrm{Wasser} \\ Gewicht & \mathrm{leer} & :2,3\,\mathrm{kg} \end{array}$ 

gefüllt: 6,3 kg


## 2 Beschreibung der Komponenten

#### 2.1 Lichtsender




- 1a Einsatz mit LED
- 1b Gehäuse
- 1c Kondensor
- 1d Stiel
- 1e BNC-Anschluss
- 1f 3 Justierschrauben

#### 2.2 Empfänger und Netzteil



- 2a Netzschalter
- 2b Kontrollleuchte
- 2c Eintrittsöffnung des Empfängers, 13 mm dahinter Photodiode
- 2d Empfängersignalausgang BNC (100 kHz) zum Oszilloskop
- 2e Referenzsignalausgang BNC (100 kHz) zum Oszilloskop, Signal dient zum Triggern
- 2f Phasensteller
- 2g Anschluss des Lichtsenders, Ausgang für Spannung an Sender Eingang für Referenzsignal vom Sender
- 2h Netzanschluss (Rückseite)

#### 3 Funktionsweise



Die Intensität des Lichtsignals wird mit einer Frequenz von  $\nu_1 = 60,0\,\mathrm{MHz}$  moduliert. Die Zeitverzögerung, die das Licht auf einer Laufstrecke  $\Delta s = c \cdot \Delta t$  erfährt (z.B. durch Verschieben des Senders oder Einbringen eines anderen Mediums), macht sich sich als Phasenverschiebung  $\Delta \varphi = 2\pi \cdot \nu_1 \cdot \Delta t$  des Empfängersignals (kurzer Weg, ca. 1 m) und dem Referenzsignal (längerer Weg, ca. 6 m) bemerkbar. 60 MHz sind mit einem normalen Oszilloskop nicht messbar. Deshalb werden beide Signale mit einem Signal der Frequenz  $\nu_2 = 59,9\,\mathrm{MHz}$  gemischt (multipliziert). Dabei entstehen gemäß Additionstheorem  $2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)$  zwei neue Frequenzen. Also aus

$$U = 2\hat{U}\cos(2\pi\nu_1 t - \Delta\varphi) \quad \text{wird}$$
$$= \hat{U}\left(\cos\left(2\pi(\nu_1 + \nu_2)t - \Delta\varphi\right) + \cos\left(2\pi(\nu_1 - \nu_2)t - \Delta\varphi\right)\right)$$

mit  $\nu_1 + \nu_2 = 119,9 \,\text{MHz}$  und  $\nu_1 - \nu_2 = 100 \,\text{kHz}$ .

Das hochfrequente  $119,9\,\mathrm{MHz}$ -Signal wird durch einen Tiefpass herausgefiltert und das  $100\,\mathrm{kHz}$ -Signal geht an das Oszilloskop, also

$$U_1 = \hat{U}\cos\Big(2\pi(\nu_1 - \nu_2)t - \Delta\varphi\Big).$$

Günstigerweise ist die Phasenverschiebung  $\Delta \varphi$  durch die Mischung nicht verändert worden. Sie steht aber jetzt für eine andere Zeit  $\Delta t'$ .

Ohne Frequenzmischung würde man beispielsweise bei einer Verschiebung des Senders um  $\Delta s = 0, 1$  m eine Phasenverschiebung um

$$\Delta \varphi = 2\pi \nu_1 \Delta t = 2\pi \nu_1 \frac{\Delta s}{c}$$
$$= 2\pi \cdot 60 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}} \cdot \frac{0.1 \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 0.04\pi \text{ messen.}$$

Die Zeit des Lichtes für die 0,1 m ist

$$\Delta t = \frac{0.1 \,\mathrm{m}}{3 \cdot 10^8 \,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = 3.3 \cdot 10^{-10} \,\mathrm{s}$$

Die kleinste Zeiteinstellung auf dem Oszilographen beträgt  $0, 1 \frac{\mu s}{cm}$ . Somit wäre  $\Delta t$  nicht messbar.

Nutzen wir nun aber das nach der Frequenzmischung entstehende 100 kHz-Signal, folgt für dieselbe Phasenverschiebung

$$\Delta \varphi = 2\pi \cdot 100 \cdot 10^3 \,\mathrm{Hz} \cdot \Delta t'.$$

Durch Gleichsetzen erhält man


$$\Delta \varphi = 2\pi \cdot 100 \cdot 10^3 \,\text{Hz} \cdot \Delta t' = 2\pi \cdot 60 \cdot 10^6 \,\text{Hz} \cdot \Delta t$$
  
 $\Delta t' = 600 \,\Delta t = 2 \cdot 10^{-7} \,\text{s} = 0, 2 \,\mu\text{s}.$ 


Das wären 2 cm auf dem Oszillographen bei 0,1  $\frac{\mu s}{cm}.$ 

Durch die Mischung wurde also eine Zeitstreckung vom Faktor 600 erreicht. Durch genaue Messung von  $\nu_1$  und  $\nu_2$  kann dieser exakt ermittelt werden.

Dieser Zeitdehnungsfaktor muss dann bei jeder Messung wieder berücksichtigt werden, d.h. die gemessene Zeit für den Lichtweg durch 600 geteilt werden.

## 4 Bedienung und Justierung





- Lichtsender in ca. 1 m Abstand zur Eintrittsöffnung des Empfängers aufstellen und über 6 m langes Koaxialkabel mit dem Anschluss für den Lichtsender des Netzteils verbinden
- Netzteil einschalten
- roten Lichtfleck des Lichtsenders auf der Frontplatte des Netzteiles abbilden und Einsatz des mit der LED des Lichtsenders relativ zum Kondensor so verschieben, dass der rote Lichtfleck möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet wird (weißes Papier in den Lichtweg halten)
- $\bullet$  Abstand zwischen Lichtsender und Empfänger auf  $50\,\mathrm{cm}$ reduzieren und Linse in den Strahlengang bringen